

Solución para la limpieza y tratamiento de heridas

SilverStream®

La solución SilverStream® limpia, hidrata y acelera el proceso natural de curación de las heridas crónicas y difíciles de tratar; libre de efectos secundarios y efectivo.

SilverStream® está indicado para la limpieza y el tratamiento de escaras excesivas, del biofilm y la carga microbiana en heridas crónicas infectadas y en quemaduras.

SilverStream® contiene:

Iones de plata.

- Antimicrobianos para el tratamiento de heridas crónicas y de difícil cicatrización.

- La plata iónica mata al contacto e inhibe el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos.

Mentol.

- Potenciador de penetración, promotor de crecimiento del tejido de granulación por vasodilatación y funciona como analgésico.

- Mejora las actividades antimicrobianas de la plata iónica y combate el olor de las heridas.

Glicerol.

- Solución acuosa hipertónica que previene maceraciones.
- Agente calmante que coadyuva a la eliminación mecánica de exudados y microorganismos.
- Crea la función de hidrogel al absorber moléculas de agua.

Tween20.

- Surfactante y detergente que mejora la penetración de la solución en el biofilm. Actúa como detergente para la limpieza de heridas.

Modo de empleo

- Aplicar SilverStream utilizando una jeringa de calibre 19 - 22 irrigando y cubriendo toda la herida.
- Después de aplicar SilverStream dejar que actúe de 5 a 10 min, limpiar los desechos y vendar con gasa empapada de SilverStream.
- Añadir un apósito oclusivo secundario para mantener la gasa empapada y en condiciones húmedas
- El vendaje se puede cambiar una o dos veces al día o tres veces a la semana esto dependerá de la herida y la infección crónica.



CUIDADO
DE HERIDAS

Número de Orden

Intervencionismo Vascular / Curación de Heridas

Producto

Solución Silverstream 100 ml

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirectora Comercial - Vascular
email: anamaria.fernandez@endomedita.com
oficina: 55-4738-8860

SilverStream 
Solution

Registro Sanitario No. 0170C2022 SSA
Este producto debe ser prescrito por un profesional
de la salud y utilizado bajo supervisión médica.

www.endomedita.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)