


Stent periférico liberador de fármaco

Zilver® PTX™

El primer y único stent liberador de fármaco (paclitaxel) para la arteria femoral superficial, el Zilver® PTX™ establece un nuevo nivel de tratamiento. El stent Zilver PTX combina los beneficios del tratamiento mecánico con el farmacológico, creando así una alternativa eficaz y superior al stent metálico sin recubrimiento.



Stent periférico liberador de fármaco

Número de Orden	Acepta diámetro de guía pulgadas (mm)	Diámetro del stent (mm)	Longitud del stent (mm)	Tamaño mínimo de vaina (Fr)
ZISV6-35-125-5-60-PTX	0.035 (0.89)	5	60	6
ZISV6-35-125-5-80-PTX	0.035 (0.89)	5	80	6
ZISV6-35-125-5-100-PTX	0.035 (0.89)	5	100	6
ZISV6-35-125-5-120-PTX	0.035 (0.89)	5	120	6
ZISV6-35-125-6-60-PTX	0.035 (0.89)	6	60	6
ZISV6-35-125-6-80-PTX	0.035 (0.89)	6	80	6
ZISV6-35-125-6-100-PTX	0.035 (0.89)	6	100	6
ZISV6-35-125-6-120-PTX	0.035 (0.89)	6	120	6
ZISV6-35-125-7-60-PTX	0.035 (0.89)	7	60	6
ZISV6-35-125-7-80-PTX	0.035 (0.89)	7	80	6
ZISV6-35-125-7-100-PTX	0.035 (0.89)	7	100	6
ZISV6-35-125-7-120-PTX	0.035 (0.89)	7	120	6
ZISV6-35-125-8-60-PTX	0.035 (0.89)	8	60	6
ZISV6-35-125-8-80-PTX	0.035 (0.89)	8	80	6
ZISV6-35-125-8-100-PTX	0.035 (0.89)	8	100	6
ZISV6-35-125-8-120-PTX	0.035 (0.89)	8	120	6

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860