


Guía Tracer Metro® Direct™

Utilizado para ayudar en la canalización y en la reducción de las estenosis difíciles durante la CPRE.

Beneficios:

- Colocación de TRACER METRO® permite un acceso continuo al conducto deseado y facilita el intercambio de alambre de guía a productos compatibles.
- El dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.
- Colocación directa para el acceso continuo al conducto deseado que facilita el intercambio de accesorios compatibles.
- Marcas en espiral que proporcionan vista endoscópica del movimiento de la guía de alambre durante la canalización.
- Punta radiopaca hidrofílica de 5cm recubierta que proporciona una navegación suave con mayor radiopacidad.
- Núcleo resistente al retorcimiento que proporciona maniobrabilidad superior.
- Color de conexión que facilita la identificación de los accesorios compatibles.



ENDOSCOPIA

| Número de Orden | Descripción | Punta | Color Connection |
|-----------------|---|-----------|------------------|
| METII-35-480 | Guía de 0,021 pulgadas (0,53 mm) y 260 cm | Recta | Negro |
| METII-21-480 | Guía de 0,021 pulgadas (0,53 mm) y 480 cm | Recta | Negro |
| METII-25-260 | Guía de 0,025 pulgadas (0,64 mm) y 260 cm | Recta | Azul |
| METII-25-480 | Guía de 0,025 pulgadas (0,64 mm) y 480 cm | Recta | Azul |
| METII-35-260 | Guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) y 260 cm | Recta | Púrpura |
| METII-35-480 | Guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) y 480 cm | Recta | Púrpura |
| METII-35-480-A | Guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) y 480 cm | Angulados | Púrpura |

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



Ayorando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)