

Ligador hemorroidal multibanda ShortShot™ Saeed

Se usa para ligar hemorroides internas, facilitado por un anoscopio, para uso exclusivo en pacientes adultos.



Número de Orden	Número de bandas / Diámetro del cuerpo mm	Longitud del Cuerpo
HMBL-4-TRI	Kit con 4 bandas / 15 mm	12,7 cm
HMBL-4-TRI	Kit con 4 bandas / 15 mm	12,7 cm

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

