

## Juegos y bandejas de introducción de traqueotomía percutánea

# Blue Rhino® G2-Multi

Destinado a la traqueostomía percutánea por dilatación para el manejo de las vías respiratorias solo en adultos. La colocación de la sonda debe realizarse en un entorno controlado (p. Ej., Una UCI o un quirófano) con la ayuda de personal capacitado.

El equipo introductor/bandeja de introductor para traqueostomía percutánea Blue Rhino G2-Multi se compone de los siguientes componentes principales: una aguja introductora, una guía de punta en J, un dilatador introductor, un catéter guía, dilatadores de carga y un dilatador Blue Rhino G2-Multi de una sola fase. La dilatación se lleva a cabo en un único paso con el dilatador Blue Rhino G2-Multi empleando la técnica de Seldinger.

### INDICACIONES

El equipo introductor/bandeja de introductor para traqueostomía percutánea Blue Rhino G2-Multi está indicado para la traqueostomía por dilatación percutánea para el tratamiento de la vía aérea en adultos solamente. La colocación de la cánula mediante la técnica aquí descrita debe realizarse en un entorno controlado (p. ej., una UCI o un quirófano), con la ayuda de personal cualificado.



Bandejas con productos farmacéuticos, con cánula de traqueotomía

#### Bandejas con productos farmacéuticos, sin cánula de traqueotomía

	Portacánulas	Canulas
C-PTISY-100-HC-G-EU	7.5 8.5 9.0	S/C

#### Bandejas con productos farmacéuticos, con cánula de traqueotomía

	Portacánulas	Canulas
C-PTIS-100-HC-G-EU-FLEX7.5	7.5 8.5 9.0	7.5
C-PTIS-100-HC-G-EU-FLEX8.5	7.5 8.5 9.0	8.5



Bandejas con productos farmacéuticos, sin cánula de traqueotomía

### Componentes del Equipo

- Dilatador para traqueostomía percutánea Blue Rhino® G2-Multi
- Dilatadores de carga para tubo de traqueostomía
- Aguja introductora de calibre 15 G
- Aguja introductora de calibre 15 G con vaina FEP
- Guía de alma fija Safe-T-J
- Dilatador introductor
- Catéter guía
- Cuatro esponjas de gasa de 4 x 4 pulg. (10 x 10 cm aprox.)
- Jeringa Monoject® de 6 mL
- Vaso portaagujas
- Gel lubricante estéril
- Dispensador de guías con enderezador con punta J
- Bisturí de seguridad n.º15
- Pinza hemostática curva larga de 5 pulg. (13 cm aprox.)
- También está disponible con un tubo de traqueostomía

### Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía Urológica y Terapia de Ondas de Choque  
email: izchel.lugo@endomedita.com  
móvil: 5990-2700

### Componentes de la Bandeja

- Dilatador para traqueostomía percutánea Blue Rhino® G2-Multi
- Dilatadores de carga para tubo de traqueostomía
- Aguja introductora de calibre 15 G
- Aguja introductora de calibre 15 G con vaina FEP
- Guía de alma fija Safe-T-J
- Dilatador introductor
- Catéter guía
- 10 esponjas de gasa de 4 x 4 pulg. (10 x 10 cm aprox.)
- Jeringa Monoject de 6 y 12 mL
- Vaso portaagujas
- Dispensador de guías con enderezador con punta J
- Bisturí de seguridad n.º15
- Aguja Monoject de calibres 22 y 25 G
- Conector giratorio doble
- Paño para esterilización de 30 x 30 pulg. (75 x 75 cm aprox.)
- Esponja de gasa de 4 x 4 pulg. (10 x 10 cm aprox.)
- Pinza hemostática curva larga de 5 pulg. (13 cm aprox.)
- Pinza hemostática dentada larga de 5 pulg. (13 cm aprox.)
- Portatubo de traqueostomía
- Paño quirúrgico plegado de 44 x 30 pulg. (110 x 75 cm aprox.)
- Hilo de sutura monofilamento azul de polipropileno 2/0
- También está disponible con un tubo de traqueostomía

## CUIDADOS CRÍTICOS