

Equipo de Nefrostomía Percutánea


Utilizado para drenaje externo de orina proveniente de la pelvis renal.

Contenido del equipo:

- Catéter pigtail radiopaco de 8.3 Fr por 30 cm de longitud
- Aguja Chiba 22 G por 15 cm
- Aguja trocar 18 G por 15 cm
- Guía de 0.038" (0.97 mm) por 60 cm, punta "J" de 3 mm.
- Dilatadores radiopacos 7, 8 y 9 Fr por 20 cm
- Tubo de conexión de 30 cm con llave de paso de una vía y conector universal

Provisto estéril en paquetes pelables.

Diseñado para usarse una sola vez.



Número de Orden	Tamaño French del catéter	Acepta diámetro de guía	Longitud del catéter	Orificios laterales del catéter
PNS-100	8.3	0.038 pulgadas (0.97 mm)	30 cm	6

INTERVENCIONISMO
RADIOLÓGICO

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

COOK
MEDICAL