


Esofágico/Gástrico/Colónico

Equipo de dilatadores

Savary-Guillard®

Empleados para dilatar estenosis esofágicas a través de una guía Savary-Gilliard previamente colocada. Los dilatadores pueden pedirse individualmente o en juegos. Cada juego incluye caja, guía Savary-Gilliard, adaptador y cepillo de limpieza Savary.

Este dispositivo se suministra sin esterilizar y es reutilizable si la integridad del dispositivo está intacta.



Juegos de dilatadores

Número de Orden	Descripción
SGD-70-1	Conjunto de siete dilatadores (5, 7, 9, 11, 12.8, 14 y 15mm) con una longitud de la guía de alambre de 200cm.
SGD-70-2	Conjunto de dieciséis dilatadores (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20mm) con una longitud de la guía de alambre de 200cm.

Estuche de transporte de dilatador (tiene capacidad para 10 dilatadores)

Número de Orden	Descripción
SGDC-1	Sólo caja de almacenamiento - incluye diez dilatadores

Arandela del dilatador (reutilizable si la integridad del dispositivo está intacta)

Número de Orden	Descripción
SGDW-1	-

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOSCOPIA

ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)