


Injerto Tisular de 4 Capas Biodesign™



El injerto tisular Cook® Biodesign® es una lámina de submucosa de intestino delgado (Small Intestinal Submucosa, SIS) seca de una o varias capas.

El injerto se utiliza para reforzar tejidos blandos y puede recortarse para adaptar su tamaño a la configuración anatómica del paciente. El injerto tisular se suministra estéril y está indicado para un solo uso.



El injerto tisular Biodesign® de Cook® está indicado para su implantación como refuerzo de tejidos blandos. El injerto se suministra estéril en envases de apertura pelable y está indicado para un solo uso.

CIRUGÍA

Número de Orden	Tamaño (cm)
C-SLH-4S-4X7	4 x 7


*Para Reparación de Fistula

C-SLH-4S-7X10	7 x 10
C-SLH-4S-7X20	7 x 20

*Para Reparación de Hernia

C-SLH-4S-1X10	1 x 10
C-SLH-4S-2X3	2 x 3

para Cirugía Plástica y Reconstructiva en Oídos, Naríz y Garganta (ENT por sus siglas en inglés)



Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



Ayorando a la comunidad médica desde 1986