

# Instructivo para la toma de muestra en materia fecal.

Sangre oculta en heces: Test inmunológico - OC-Auto Fit-Chek™

**Tenga Cuidado:** Si Ud. coloca demasiada materia o muy poca, el resultado del examen NO SERÁ CORRECTO

**\* Importante:** Conserve la etiqueta con el código de barras del frasco recolector.



## GUÍA PASO A PASO.

1



Coloque el papel recolector dentro del inodoro.

2



Deposite la materia fecal encima del papel y tome la muestra con el palito del frasco recolector.

3



La punta roscada del palito recolector debe estar bien cubierta de la materia fecal como lo muestran las imágenes.

4



Devuelva el palito al frasco recolector.

Asegúrese que se encuentre bien cerrado.


5



Agite el frasco para que el líquido en su interior se mezcle con la materia fecal.

Introduzca el frasco dentro de una bolsita de plástico.

6



Para conservarlo mientras la devuelve a su médico, es indispensable guardar la muestra en el refrigerador.