


# Guía de Soporte Amplatz®

La guía de soporte Amplatz está disponible con tres opciones de rigidez y está diseñada para el desplazamiento por la anatomía tortuosa sin causar traumatismo.



Número de Orden	Pulgada de diámetro	Longitud cm	Longitud cónica cm
THSCF-35-260-AUS2	.035	260	13.5

\* curvado - Acero inoxidable recubierto con PTFE

INTERVENCIONISMO  
PERIFÉRICO

## Contacto.

**Diego Amigo Sordo**  
Gerente de Ventas  
Intervencionismo Periférico y Radiología  
email: [diego.amigo@endomedica.com](mailto:diego.amigo@endomedica.com)  
móvil: 2272-6534

**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

**COOK®**  
MEDICAL