

Restaurar el flujo venoso donde la flexibilidad es lo más importante

Zilver[®] Vena[™] VENOUS SELF-EXPANDING STENT

Diseño específico para venas

- Fuerza radial y flexibilidad equilibradas para venas iliofemorales
- Adaptabilidad demostrada en la anatomía venosa

Experiencia clínica


- El primer stent exclusivo para venas que recibe la marca CE
- Estudio europeo prospectivo multicéntrico que demuestra una mejoría en las puntuaciones clínicas y los síntomas de los pacientes en comparación con los valores de referencia.¹

Facilidad de uso

- Sin escorzo del stent más allá de los 5 mm
- El perfil de 7 Fr en conjunción con el sistema de introducción de 80 y 120 cm ofrece más opciones de acceso



1. Gerard J. O'Sullivan and Jennifer A. McCann-Brown. "Results from VIVO-EU, a Prospective Study of the Zilver Vena Venous Stent in the Treatment of Symptomatic Iliofemoral Outflow Obstruction." CIRSE 2016. September 10, 2016. Barcelona, Spain.



Zilver® Vena™

VENOUS SELF-EXPANDING STENT

- Flexibilidad y resistencia al acodamiento de la tecnología Zilver® demostrada
- Compatibilidad con vainas de 7 Fr
- Despliegue mediante sistema de introducción de 80 y 120 cm
- Mayor visibilidad gracias a sus cuatro marcadores dorados en cada extremo
- Sistema de introducción de manguito y tracción que permite el despliegue controlado y una colocación sencilla*

*Pruebas de verificación de ingeniería (prueba de exactitud de despliegue de +/- 4 mm: cumplió los criterios).

Referencia	Referencia de producto	Acepta diámetro de guía inch	Diámetro del stent mm	Longitud del stent mm	Tamaño mínimo de la vaina Fr
Sistema de introducción sobre la guía de 80 cm					
G52022	ZVT7-35-80-14-6.0	0,035	14	60	7,0
G52023	ZVT7-35-80-14-10.0	0,035	14	100	7,0
G52024	ZVT7-35-80-14-14.0	0,035	14	140	7,0
G52027	ZVT7-35-80-16-6.0	0,035	16	60	7,0
G52026	ZVT7-35-80-16-10.0	0,035	16	100	7,0
G52025	ZVT7-35-80-16-14.0	0,035	16	140	7,0
Sistema de introducción sobre la guía de 120 cm					
G52016	ZVT7-35-120-14-6.0	0,035	14	60	7,0
G52018	ZVT7-35-120-14-10.0	0,035	14	100	7,0
G52017	ZVT7-35-120-14-14.0	0,035	14	140	7,0
G52019	ZVT7-35-120-16-6.0	0,035	16	60	7,0
G52021	ZVT7-35-120-16-10.0	0,035	16	100	7,0
G52020	ZVT7-35-120-16-14.0	0,035	16	140	7,0

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o centro de atención al cliente de Cook para obtener más información.

Clave de referencia de producto

ZVT7-35-80-14-6.0



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4