

Aguja de ecografía endobronquial de alta definición **EchoTip® EBUS**

Este dispositivo se utiliza para obtener muestras de lesiones submucosas y extramurales específicas del interior del árbol traqueobronquial o el tracto digestivo, o adyacentes a estos, a través del canal de accesorios de un ecoendoscopio para aspiración con aguja fina (FNA).

Especificaciones:

Olympus® : se usa para muestrear lesiones submucosas y extramurales específicas dentro o adyacentes al árbol traqueobronquial o al tracto gastrointestinal a través del canal accesorio de un endoscopio de ultrasonido para aspiración con aguja fina.

Pentax® : se usa para muestrear lesiones submucosas y extramurales específicas dentro o adyacentes al árbol traqueobronquial a través del canal accesorio de un endoscopio de ultrasonido para aspiración con aguja fina.



| Número de Orden | Descripción | Medidor de tamaño de aguja G | Tamaño de la funda Fr |
|-------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| ECHO-HD-22-EBUS-O | Aguja para el osciloscopio del endoscopio Endobronquial Olympus | 22 | 4.1 |
| ECHO-HD-22-EBUS-P | Aguja para el concentrador del Ultrasonido Endobronquial Pentax | 22 | 4.1 |
| ECHO-HD-25-EBUS-O | Aguja para el osciloscopio del endoscopio Endobronquial Olympus | 25 | 4.1 |
| ECHO-HD-25-EBUS-P | Aguja para el concentrador del Ultrasonido Endobronquial Pentax | 25 | 4.1 |

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



COOK®
MEDICAL

ENDOSCOPIA

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)