

SALUD DE LA MUJER

Cabestrillo Uretral para la Incontinencia Urinaria Femenina


DESARA SL®

La familia de productos Desara son cabestrillos uretrales que se utilizan para sostener la uretra. Todos los productos Desara son implantes permanentes elaborados con material sintético, polipropileno tejido, que ha demostrado ser eficaz para tratar la IUE.

El procedimiento para la colocación del cabestrillo se realiza, mayormente, como cirugía ambulatoria y suele tardar menos de 30 minutos.

Características:

- Sling de incisión única
- Mide 12 cm de largo
- Se extiende 1-2 cm más allá de la membrana obturadora
- Solo se utiliza con la técnica TOT



UROLOGÍA

Referencia

CAL - DS01SL

Equipo

DESARA SL

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomédica.com
móvil: 5990-2700



CALDERA MEDICAL