

# Analizador para prueba de aliento UBT C14 - Helicobacter pylori **Heliprobe™**

El sistema Heliprobe es un sistema de prueba de aliento adecuada para el diagnóstico de la presencia de la bacteria llamada Helicobacter Pylori. Esta bacteria está asociada a diversas enfermedades del aparato digestivo, responsable del 80% de los casos de gastritis y úlcera gástrica crónica a su vez siendo un factor importante para la formación del cáncer gástrico. Es segura, rápida, práctica, confiable y de bajo costo para el paciente.

El Sistema Heliprobe® es un método con ventajas únicas:

- **Conveniencia** - Fácil de usar, rápido y cómodo para el paciente, sin necesidad de enviar muestras para su análisis
- **Comodidad** - sin dolor y no invasivo.
- **Velocidad** - Las muestras están listas para su análisis en sólo 10 minutos con el resultado de la prueba disponible en 5 minutos
- **Fiabilidad** - La sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%.



Equipo	No. de Orden
Analizador Heliprobe®	HPU-011

Consumibles	No. de Orden	Contenido de la caja/envase
Tarjeta para muestreo de prueba de aliento BreathCard™	HPC-001	5
Cápsulas HeliCap™	HPT-012	10

## Contacto.

Mayra Yañez Oliver  
Gerente de Ventas Diagnósticos  
Gastroenterología  
email: mayra.yanez@endomedica.com  
móvil: 55.5990.2604



A COMPANY OF

DIAGNOSTIC

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

GASTROENTEROLOGÍA

**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986