


Stent de liberación controlada
sin recubrimiento

Evolution® Colónico

Se utiliza para el tratamiento paliativo de la obstrucción colónica o las estenosis colónicas causadas por neoplasias malignas, y para aliviar la obstrucción del intestino grueso antes de la colectomía en pacientes con estenosis malignas.



Número de Orden	Diámetro del cuerpo del stent (mm)	Diámetro de la brida del stent (mm)	Longitud del stent (cm)
EVO-25-30-6-C	25	30	6
EVO-25-30-8-C	25	30	8
EVO-25-30-10-C	25	30	12

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



COOK®
MEDICAL