



Resultados correctos. Aquí y ahora

Sistema de análisis de sangre epoc

Mejora los resultados y el proceso de trabajo y transforma la prestación de servicios de salud a través de las vías clínicas. El sistema de análisis de sangre epoc® le ofrece resultados de calidad de laboratorio aquí y ahora.

No hay segunda oportunidad cuando cada segundo cuenta.

El sistema epoc es una solución inalámbrica portátil que ofrece resultados de gases sanguíneos, electrolitos y metabolitos al lado del paciente en menos de un minuto.

Agilice la decisión clínica

Entrega a los médicos las herramientas para tomar decisiones más rápidas con resultados de calidad de laboratorio, al lado del paciente y mejora la toma de decisiones clínicas, y los resultados del paciente.

Simplifica la gestión del inventario


Al incorporar un menú completo en una sola tarjeta de prueba a temperatura ambiente, con código de barras incorporado para asegurar la calidad, el sistema epoc ofrece un programa de análisis al lado del paciente más eficiente y fácil de manejar.

Agiliza el proceso de trabajo de análisis del paciente


Al llevar el análisis al lado del paciente, los cuidadores, los pacientes y la administración del hospital se benefician por igual gracias a que el proceso de análisis es menos complejo y optimiza los tiempos de puesta en marcha, la atención a los pacientes y la eficiencia operativa.

Entrega resultados e informes en tiempo real

Con una conexión inalámbrica incorporada, puede transmitir fácilmente los resultados desde el lado del paciente al registro clínico electrónico (EMR)/sistema de información del laboratorio (LIS)/sistema de información hospitalario (HIS) en tiempo real y permite controlar de manera centralizada un análisis descentralizado.



Descubra el potencial de un sistema POC Ecosystem™ abierto con soluciones informáticas en el punto de atención capaces de simplificar el proceso de trabajo de POCT y reducir considerablemente la carga laboral del personal. Envíe los resultados de las pruebas de manera electrónica a todos los dispositivos de POCT conectados directamente a los registros electrónicos de los pacientes. Administre de manera centralizada todos los dispositivos de POCT, los resultados de los pacientes, los operadores, los reactivos y los materiales de control de calidad.





epoc, POC Ecosystem y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc., o de sus compañías afiliadas. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La disponibilidad del producto puede variar entre países y depende de distintos requisitos regulatorios. Para consultas sobre disponibilidad, contacte a su representante local.

Sede de Siemens Healthineers

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Alemania
Teléfono: +49 9131 84-0
[siemens.com/healthineers](https://www.siemens.com/healthineers)

Información de contacto local

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Point of Care Diagnostics
2 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062-4637
EE. UU.
Teléfono: +1 781-269-3000