

Sistema innovador para el examen de mama BRASTER PRO




CONOZCA MÁS
DE ESTE PRODUCTO
ESCANEAANDO EL
CÓDIGO QR

- Braster® Pro es un dispositivo médico certificado que se utiliza para examinar sus senos con una eficacia probada en estudios de observación¹.

Es una herramienta complementaria a los

- procedimientos estándar (por ejemplo, ecografía mamaria o mamografía).
- Braster® Pro se diferencia de la ecografía mamaria en la forma en que utiliza la termografía de contacto con cristal líquido en contraste con las ondas sonoras utilizadas en la ecografía. El desarrollo del tumor está fuertemente correlacionado con un aumento de la temperatura que rodea el área de cambios sospechosos que Braster® Pro puede registrar utilizando su tecnología.



- ✓ **Fiabilidad:** eficacia demostrada en estudios observacionales 6;
- 🎯 **Detección de lesiones tan pequeñas como 3 mm;**
- 🚫 **Seguridad:** el dispositivo no emite radiación, por lo que puede hacer que le examinen los senos con más frecuencia;
- 🩺 **Examen indoloro;**
- 📅 **Tiempo - el examen se realiza durante una visita estándar.**



BREAST
CARE



Recuerde:
La detección temprana del
cáncer de mama puede resultar
en una remisión del 100%



1 La eficacia de Braster® se ha demostrado en estudios observacionales realizados en un grupo de 1500 mujeres: BRA / 03/2013 (ThermaCRAG) - n = 736; BRA / 03/2014 (ThermaRAQ) - n = 318; BRA / 11/2014 (ThermaALG) - n = 274; BRA / 12/2015 (ThermaMED) - n = 200.