


# Equipo de drenaje multipropósito Ultrathane®

Para aplicaciones de drenaje multipropósito, nefrostomía, abscesos y aplicaciones de drenaje biliar externo.

- El Mac-Loc® de perfil bajo y fácil uso permite fijar firmemente la pigtail de 25 mm sin causar molestias al paciente.
- Se ha comprobado que el material Ultrathane puede utilizarse de manera segura con alcohol etílico.
- Una vez activado, el revestimiento hidrofílico AQ es muy resbaladizo, lo que reduce el coeficiente de fricción durante la introducción.
- La banda radiopaca de diseño RBTM identifica el área proximal del lazo de retención.

Seis orificios laterales ovales grandes facilitan el drenaje.

El equipo incluye guía curvada de alta resistencia con núcleo fijo, dilatadores Coons, tubo conector, equipo de acceso percutáneo Neff, catéter de drenaje multipropósito con sistema de fijación Mac-Loc® (el catéter incluye dos cánulas de refuerzo para introducción de catéteres, una flexible y otra rígida), con un estilete con punta de trocar de acero inoxidable) y dispositivo de fijación de catéteres StatLock®.



INTERVENCIONISMO  
RADIOLÓGICO

Número de Orden	Catéter (Fr)	Diam. del Cable Guía (pulg)	Long. del Catéter (cm)	Puertos laterales del Catéter
CLM-8.5-RH-NPAS-NT	8.5	0.38	25	6
CLM-10.2-RH-NPAS-NT	10.2	0.38	25	6
CLM-12.0-RH-NPAS-NT	12.0	0.38	25	6
CLM-14.0-RH-NPAS-NT	14.0	0.38	25	6

## Contacto.

Diego Amigo Sordo  
Gerente de Línea  
Intervencionismo Periférico  
email: diego.amigo@endomedica.com  
oficina: 4738-8860



Apoiando a la comunidad médica desde 1986



[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)