

Partículas de embolización de espuma de **Alcohol Polivinílico**

Las partículas de embolización de espuma de alcohol polivinílico están envasadas en frascos individuales que contienen 1 ml de partículas.

Las partículas de embolización de espuma de alcohol polivinílico están indicadas para la embolización de vasos que suministran sangre a tumores hipervasculares y a malformaciones arteriovenosas, lo que incluye el uso en embolizaciones intracraneales.

El producto está concebido para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en procedimientos de embolización en la zona que se quiera tratar.

Deben emplearse las técnicas habituales para los procedimientos de embolización.



Número de Orden	Intervalo de tamaños de las partículas (µm)	Código de Color	Volumen por frasco (ml)
PVA-100	90-180	Negro	1
PVA-200	180-300	Verde	1
PVA-300	300-500	Púrpura	1
PVA-500	500-710	Rojo	1
PVA-700	710-1000	Azul	1
PVA-1000	1000-1400	Naranja	1
PVA-1500	1400-2000	Amarillo	1
PVA-2000	2000-2800	Gris	1

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO
RADIOLÓGICO



Apoiando a la comunidad médica desde 1986