

Equipos y bandejas  
de dilatación única  
para traqueostomía percutánea.

# Ciaglia Blue Rhino

El introductor Ciaglia Blue Rhino es el dispositivo de referencia en traqueostomía percutánea. Ningún otro procedimiento de traqueostomía percutánea se enseña ni se utiliza más en todo el mundo. Muchas disciplinas, entre ellas la anestesiología, la cirugía y la otorrinolaringología, emplean el Blue Rhino porque ofrece una forma segura, rentable y rápida de realizar traqueostomías programadas.

La bandeja para el procedimiento realizado en la cama del paciente ofrece todos los componentes necesarios para el procedimiento, e incluye elementos prácticos como un adaptador broncoscópico giratorio, solución de preparación y una configuración de bandeja abierta con tubo de traqueostomía opcional.

La punta blanda y maleable y el revestimiento hidrofílico del Blue Rhino crean una abertura estomal en un solo paso. Una vez dilatada la abertura, los dilatadores de carga blandos crean una transición cónica y suave hasta el tubo de traqueostomía, lo que permite una introducción fácil y sin problemas.



## Bandejas

Número de Orden	Tamaño French del dilatador de carga	Tamaño del tubo de traq. perc. Shiley
C-PTISY-100-HC-PERC6	24.0, 26.0, 28.0	6
C-PTISY-100-HC-PERC8	24.0, 26.0, 28.0	8
C-PTISY-100-A-HC-PERC8	28.0	8

\*Con cánulas para traqueostomía percutánea con balón y camisa interna Shiley® y revestimiento hidrofílico EZ-Pass

C-PTISY-100-HC	24.0, 26.0, 28.0	-
C-PTISY-100-A-HC	28.0	-

\*Con revestimiento hidrofílico EZ-Pass

C-PTISY-100-HC-UNM-061901	21.0, 24.0, 26.0	-
---------------------------	------------------	---

\*Con revestimiento hidrofílico EZ-Pass con 1 dilatador de carga firme (de 21 Fr) y 2 dilatadores de carga blandos para la introducción de tubos de traqueostomía no Shiley con D.I. en mm

## Equipos

C-PTIS-100-HC-PERC6	24.0, 26.0, 28.0	6
C-PTIS-100-HC-PERC8	24.0, 26.0, 28.0	8
C-PTIS-100-A-HC-PERC8	28.0	8

\*Con cánulas para traqueostomía percutánea con balón y camisa interna Shiley® y revestimiento hidrofílico EZ-Pass

C-PTIS-100-HC	24.0, 26.0, 28.0	-
C-PTIS-100-A-HC	28.0	-

\*Con revestimiento hidrofílico EZ-Pass

C-PTIS-100-HC-WCE	21.0, 24.0, 26.0	-
-------------------	------------------	---

\*Con revestimiento hidrofílico EZ-Pass con dilatadores de carga firmes para la introducción de tubos de traqueostomía no Shiley con D.I. de 7.0, 8.0 y 9.0 mm

## Componentes del Equipo

- Dilatador para traqueostomía percutánea
- Ciaglia Blue Rhino con catéter guía precargado
- Guía de 0,052 pulgadas (1,32 mm) diámetro con marcas de posición
- Dilatador de carga para tubo de traqueostomía
- Aguja introductora de 5 cm y calibre 15 G
- Aguja con vaina de etilpropileno fluorado (FEP) de 7 cm y calibre 15 G
- Dilatador de 14,0 Fr de 4,5 cm
- Bisturí N.º 15 desechable
- Jeringa desechable
- Vaso portaagujas
- Gel lubricante
- Esponjas de gasa

CUIDADOS  
CRÍTICOS

## Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía  
Urología y Terapia de Ondas de Choque  
email: izchel.lugo@endomedica.com  
móvil: 5990-2700