

Aguja de neurólisis del plexo celíaco

EchoTip® Ultra

Para la administración de neurolíticos al plexo celíaco bajo guía ecoendoscópica.

- Se puede introducir un aerosol radial uniforme de un agente neurotizante en el Plexo Celíaco a través de los múltiples orificios laterales de la aguja de punta cónica.
- El mango de agarre ergonómico proporciona mayor control y estabilidad.
- Cuenta con un anillo de seguridad que fija la extensión de la aguja deseada.
- El ajustador de vaina integrado ofrece una amplia compatibilidad con varios endoscopios de ultrasonido.



Este dispositivo está concebido para un solo uso. Cualquier intento de reprocesar, reesterilizar o reutilizar el dispositivo puede hacer que éste falle u ocasionar la transmisión de enfermedades.

No utilice este dispositivo para otro propósito que no sea el especificado en las indicaciones.

ENDOSCOPIA

Número de Orden	Tamaño aguja calibre G	Tamaño Vaina Fr	Extensión aguja ajustable cm	Punta de la Aguja	Canal de accesorios mínimo mm
ECHO-20-CPN	20	6	0-8	punta cónica con orificios laterales	2,4

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)