

Balón de dilatación biliar

Fusion®

Titan™

La dilatación con balón satisfactoria requiere balones de perfil bajo con una fuerza radial excepcional y compatibles con todas las plataformas de guías a fin de satisfacer diferentes necesidades clínicas. El balón de dilatación biliar Fusion Titan proporciona todo esto y más con un diseño de catéter integrado resistente al acodamiento.

- El catéter balón con entradas múltiples permite el anclaje simultáneo del balón durante la dilatación
- El balón de perfil bajo y material de mínima distensibilidad proporciona los resultados esperados de la dilatación terapéutica
- Compatible con todas las plataformas de guías para satisfacer diferentes necesidades clínicas
- El diseño del catéter facilita el hinchado y deshinchado, y proporciona una empujabilidad óptima al navegar a través de estenosis difíciles
- Las bandas radiopacas situadas en ambos extremos del balón permiten visualizar claramente la posición del balón mediante fluoroscopia
- La etiqueta informativa situada en el extremo proximal del dispositivo facilita el proceso



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI de la guía (mm)
FS-BDB-4X4	Diámetro del balón hinchado: 4 mm y 12 Fr	0.89
FS-BDB-6X4	Diámetro del balón hinchado: 6 mm y 18 Fr	0.89
FS-BDB-8X4	Diámetro del balón hinchado: 8 mm y 24 Fr	0.89
FS-BDB-10X4	Diámetro del balón hinchado: 10 mm y 30 Fr	0.89

Canal de accesorios mínimo: 3,2 mm. Longitud del balón: 4 cm. Longitud del catéter: 190 cm. Compatible con el dispositivo de hinchado biliar Q.I.B.D. Quantum

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)