


Guía Estándar

Cook Medical®

Se usa para ayudar en la canulación y para ayudar a salvar las estenosis difíciles durante la CPRE.



Número de Orden	Diámetro de la guía de alambre pulgadas	Longitud de la guía de alambre cm	Forma de la punta
THSF-35-480	.035	480	derecho

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)