

SISTEMA INTEGRAL DE IMÁGENES MÉDICAS

**SIIMed**

---

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)



# SIIMed

EL SISTEMA MÁS SIMPLE, RÁPIDO Y FÁCIL PARA CAPTURAR,  
ALMACENAR Y OBTENER IMÁGENES E INFORMES MÉDICOS.

Desarrollado por Endomédica, el SIIMed (Sistema Integral de Imágenes Médicas) le apoyará a capturar, escribir y almacenar perfiles de sus pacientes, además de realizar consultas estadísticas o búsquedas de padecimientos en un solo lugar.

SIIMed es un programa para la gestión de archivos y documentación de imágenes médicas pensado para facilitar el trabajo de la comunidad médica, ya que su objetivo final es efficientar tiempos y esfuerzo en la captura, elaboración e impresión de informes médicos.

Contáctenos para mayor información sobre nuestros costos y envíos.

## ACCESO RÁPIDO

Simplificamos los pasos. Llene el formulario con los datos del paciente, realice el estudio y capture las imágenes\*, revise e imprima el reporte final y listo.

1



## CAPTURA DE IMÁGENES CON UN SÓLO 'CLIC'

Tomar imágenes y revisarlas en tiempo real nunca habían sido tareas tan rápidas y sencillas de hacer, hasta ahora. Con un solo botón, el SIIMed le permitirá capturar y a la vez revisar las imágenes obtenidas durante el estudio en vivo.

2





BENEFICIOS

**SIIMed**

## EDITOR DE IMÁGENES INCLUIDO



3

Con SIIMED podrá editar sus imágenes de una forma muy sencilla, cambie la saturación de colores e inclusive podrá agregar círculos o flechas para resaltar algún hallazgo importante.

\* Capacidad de exportar a una memoria USB, CD/DVD y/o a través de la red.

\*\* Captura de imágenes y video desde mínimo 2 entradas Compuesto, S-VIDEO, HDMI y DVI con una resolución mínima de 640 x 480 px.

\*\*\* Formatos disponibles:

Imágenes: JPG y BMP.

Video: MP4 y AVI

## INFORMES GRÁFICOS INSTANTÁNEOS



4

SIIMed cuenta con varios formatos de presentación de informes, el cuál usted podrá seleccionar e imprimir el que más útil le sea desplegando y seleccionando las imágenes que usted requiera. Simple, rápido y sencillo.

Además, es posible de configurar el encabezado de los informes a los requeridos por el usuario como: Nombre del Hospital, Clínica, médico, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.

**SIIMED. SISTEMA DE CAPTURA  
DIGITAL DE IMÁGENES EN DVD Y USB**

**Requerimientos mínimos para PC:**

Sistema Operativo Windows 7 / 10

Procesador INTEL iCore5 o su equivalente en AMD  
4 Gb en memoria RAM

160 Gb de disponibilidad en el Disco Duro

1 Puerto USB disponible, 1 Puerto PCIe disponible

(Tarjeta interna en caso de aplicar)

Impresora de calidad fotográfica

**Requerimientos mínimos para MAC:**

Dentro de las computadoras de Apple™, el SIIMed  
correrá por medio del uso se la Máquina Virtual de  
Windows en su Mac.

Consulte a nuestros especialistas para mayor  
información.



Ayorando a la comunidad médica desde **1986**

Endomédica S.A. de C.V.  
Montes Urales 115  
Col. Lomas de Chapultepec,  
México, D.F. 11000  
(t) 4738-8800  
(ldg) 01800-062-3636  
(e) [ventas@endomedica.com](mailto:ventas@endomedica.com)  
[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)