


Cesta de extracción Fusion®

Para la extracción endoscópica de cálculos y cuerpos extraños biliares.

El dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI de la guía (mm)
FS-XB-2X4	Cesta multifilamento de 2 cm de diámetro y 4 cm de longitud Vaina de 8 Fr y 200 cm con mango ergonómico	0.89

Canal de accesorios mínimo 4,2 mm. Este producto no está diseñado para utilizarse con litotriptores mecánicos.

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

