


Injerto para hernias de hiato Biodesign™



El injerto para hernias de hiato Biodesign® es una hoja de varias capas de matriz de colágeno extracelular derivado de submucosa de intestino delgado porcino.

El injerto para hernias de hiato Biodesign® lo implantan profesionales médicos con formación para dar soporte a los tejidos blandos debilitados durante la cirugía de reparación de hernias de hiato.



El injerto para hernias de hiato Biodesign® se implanta para reforzar los tejidos blandos allí donde estén debilitados, incluida la reparación de hernias de hiato. Este injerto se suministra estéril en envases de apertura pelable, y está indicado para un solo uso.

CIRUGÍA

Número de Orden	Tamaño (cm)
C-PHR-7X10-U	7 x 10

Pre-configurado

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700

COOK®
MEDICAL

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986