


Sistema de Stent Coronario de CoCr Liberador de Sirolimus Yukon Chrome PC

El stent liberador de fármacos Translumina Yukon Chrome PC, recubierto con rapamicina (Sirolimus) y el componente biodegradable polilactida (PLA), tiene un excelente historial de resultados preclínicos y clínicos.

El Yukon Chrome PC tiene la misma técnica de recubrimiento y recubrimiento propiedades (dosis, grosor) como el Yukon Choice PC clínicamente probada. En dos ensayos independientes ISAR-TEST 3 e ISAR-TEST 4, la plataforma Yukon DES mostró equivalencia angiográfica y clínica con el stent Cypher después de 1 año y 3 años de seguimiento.



Tamaño pequeño

Balón	Longitud del Stent [mm] & Número del Artículo							
Ø [mm]	8	12	16	18	21	24	28	32
Ø 2,00	T-CMG2008PC	T-CMG2012PC	T-CMG2016PC	T-CMG2018PC	T-CMG2021PC	T-CMG2024PC	T-CMG2028PC	T-CMG2032PC
Ø 2,25	T-CMG22508PC	T-CMG22512PC	T-CMG22516PC	T-CMG22518PC	T-CMG22521PC	T-CMG22524PC	T-CMG22528PC	T-CMG22532PC
Ø 2,50	T-CMG2508PC	T-CMG2512PC	T-CMG2516PC	T-CMG2518PC	T-CMG2521PC	T-CMG2524PC	T-CMG2528PC	T-CMG2532PC

Tamaño mediano

Balón	Longitud del Stent [mm] & Número del Artículo								
Ø [mm]	8	12	16	18	21	24	28	32	40
Ø 2,75	T-CMG27508PC	T-CMG27512PC	T-CMG27516PC	T-CMG27518PC	T-CMG27521PC	T-CMG27524PC	T-CMG27528PC	T-CMG27532PC	T-CMG27540PC
Ø 3,00	T-CMG3008PC	T-CMG3012PC	T-CMG3016PC	T-CMG3018PC	T-CMG3021PC	T-CMG3024PC	T-CMG3028PC	T-CMG3032PC	T-CMG3040PC
Ø 3,50	T-CMG3508PC	T-CMG3512PC	T-CMG3516PC	T-CMG3518PC	T-CMG3521PC	T-CMG3524PC	T-CMG3528PC	T-CMG3532PC	T-CMG3540PC
Ø 4,00	T-CMG4008PC	T-CMG4012PC	T-CMG4016PC	T-CMG4018PC	T-CMG4021PC	T-CMG4024PC	T-CMG4028PC	T-CMG4032PC	T-CMG4040PC

Cuadro de cumplimiento

Balón	Presión de Inflado [bar or 10 ⁵ Pascal]												
						NP			RBP				
Ø [mm]	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ø 2,00	1,83	1,87	1,90	1,93	1,96	2,00	2,03	2,06	2,10	2,13	2,16	2,20	2,23
Ø 2,25	1,89	1,97	2,05	2,13	2,19	2,25	2,31	2,36	2,40	2,45	2,49	2,54	2,59
Ø 2,50	2,33	2,36	2,40	2,43	2,47	2,50	2,53	2,57	2,60	2,64	2,67	2,70	2,74
Ø 2,75	2,58	2,61	2,65	2,68	2,71	2,75	2,78	2,81	2,85	2,88	2,91	2,94	2,98
Ø 3,00	2,81	2,85	2,89	2,92	2,96	3,00	3,04	3,07	3,11	3,15	3,18	3,22	3,26
Ø 3,50	3,29	3,34	3,38	3,42	3,46	3,50	3,55	3,59	3,63	3,67	3,71	3,76	3,80
Ø 4,00	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,06	4,11	4,16	4,21	4,26	4,31	4,36

Contacto.

Alberto Jair Gutiérrez Santiago
Especialista Clínico Área Coronaria
email: jair.gutiérrez@endomedica.com
cel 55.1801.3369

translumina

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la cardiología médica desde 1986