


Balón de extracción Fusion®

Para la extracción endoscópica de cálculos del sistema biliar y para la inyección de contraste. Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI de la guía (inch)
FS-8.5-12-15-A	Catéter de 7-5 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 8,5, 12 o 15 mm Inyección por encima del balón	0.035
FS-8.5-12-15-B	Catéter de 7-5 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 8,5, 12 o 15 mm Inyección por debajo del balón	0.035

Canal de accesorios mínimo: 3,2 mm.

Aviso: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



Ayorando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)