

Clip hemostático endoscópico Instinct™

Para la colocación de clips endoscópicos en el interior del tracto digestivo para la marcación endoscópica, la hemostasia en anomalías en la mucosa/submucosa de menos de 3 cm situados en el tracto digestivo superior, úlceras sangrantes, arterias de menos de 2 mm y pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro situados en el tracto digestivo.

Este dispositivo no está indicado para la reparación de perforaciones lumbales del tubo digestivo.

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Número de Orden	Descripción	Canal de accesorios mínimo	Cant./caja
INSC-7-230-S	Abertura del clip: 16 mm; longitud del catéter: 230 cm	2,8 mm	10

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

