

Injerto de Duramadre Surgisis® Biodesign™



Logre un cierre hermético de la duramadre.

El injerto dural Cook® Biodesign® es una lámina de múltiples capas, no porosa y absorbible de matriz de colágeno extracelular derivada de la submucosa del intestino delgado porcino. El injerto no es pirogénico y cuenta con niveles suficientemente bajos de endotoxinas para que sea adecuado para aplicaciones en las que entra en contacto con líquido cefalorraquídeo.


Biodesign crea gradualmente un cierre hermético que ayuda a evitar fugas de LCR. Se han documentado índices de fugas de tan sólo un 2% como es totalmente natural, se manipula como la duramadre normal.



El injerto está indicado para su uso como sustituto dural para la reparación de la duramadre. Este injerto se presenta en forma estéril en envases de apertura pelable y es válido para un solo uso.

CIRUGÍA

Número de Orden	Tamaño (cm)
C-DUR-2X3	2 x 3
C-DUR-4X7	4 x 7
C-DUR-7X10	7 x 10
C-DUR-7X20	7 x 20



Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700