

# Sistema Compacto e Inalámbrico para Urodinamia

## GOBY CT™

Goby™ CT ofrece las características de un sistema de urodinámica inalámbrico de tamaño completo en una forma compacta, basada en un carrito personalizado con una computadora portátil.

Los componentes totalmente inalámbricos y modulares permiten a los profesionales de la salud realizar pruebas urodinámicas que reproducen escenarios de la vida real cuando un paciente tiene fugas.

Goby™ CT es la opción inteligente para uso clínico, lo que le permite concentrarse en el paciente mientras disfruta de una verdadera libertad de movimiento.

### Capacidad Completa

- Potente software UDS incorporado:  
Cumple con los protocolos más exigentes para todas las pruebas estandarizadas ICS.
- Grabar hasta 16 canales de datos:  
Comunicación totalmente inalámbrica.
- Integración avanzada i-LIST®:  
Conectividad HL7 y EMR transparente.
- Las múltiples opciones de actualización incluyen:  
Manometría anorrectal con sonda de ultrasonido a 360°.  
Configuración ambulatoria para un relleno fisiológico realista.
- Fácilmente portátil entre clínicas:  
El sistema completo puede ser transportado en una bolsa de transporte

### Especificaciones Técnicas

- Tipo de procedimiento:  
Urodinámias y Manometría Anorrectal
- Tipo de ordenador: Portátil
- Tamaño de monitor: 15,4 pulgadas
- Transductores de presión:  
4 T-DOC®, MEDEX o Unisensor



## UROLOGÍA

**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

### Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía  
Urología y Terapia de Ondas de Choque  
email: izchel.lugo@endomedica.com  
móvil: 5990-2700

