


# MiroCam®



## Nuevo Sistema de Cápsula Endoscópica

El sistema **MiroCam®** está diseñado para la visualización del tracto digestivo y como una herramienta complementaria en la detección de anomalías en el intestino delgado.

El dispositivo captura imágenes de forma inalámbrica gracias a la cámara incorporada en la cápsula.




Mucosa Estomacal




Mucosa Duodenal



Vellosidades del Yeyuno




Vascularización del Íleon




# EQUIPO DE LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA

## MiroCam® Capsule Endoscope



### MC1600

Tiene una frecuencia de muestreo constante de 6 fps, lo que provee más detalles del intestino delgado para un diagnóstico a profundidad



### MC2000

Es una cápsula de doble cámara con una frecuencia de muestreo constante de 3 fps en cada lado, lo que proporciona mayor cobertura del intestino delgado.



CONOZCA MÁS DE NUESTRAS MARCAS ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

## MiroCam® Receiver MR2000

El Receptor MR2000 MiroCam®, el último avance y el hardware más fácil de usar para la **Cápsula Endoscópica MiroCam®**

### Amplia Pantalla LCD para RTV

El Diseño ligero y compacto con pantalla amplia LCD no solo beneficia a los pacientes, sino que también permite a los médicos verificar fácilmente la ubicación de la cápsula en tiempo real. Las imágenes pueden ser capturadas en la pantalla durante todo el procedimiento.

### Guía de Procedimiento SMART



Para cada paso, se muestran recordatorios intuitivos para ayudar a los usuarios a operar adecuadamente el procedimiento. Una autocomprobación del dispositivo progresará automáticamente para evitar errores técnicos y del usuario.

### Sistema de Manejo de Datos EFFICIENT

Con algoritmo más rápido y más eficiente, el Receptor MR2000 MiroCam® puede manejar grandes datos de imagen que se transfieren de una cápsula de velocidad de fotograma más alta.



## MiroView™ 4.0 Software



Nueva Interface de Usuario para la MC2000.

\*Compatible con Windows 10

\*Tamaño del archivo de estudio minimizado (≥1GB)

\*Realce mejorado de la imagen

Nueva Vista Express: Detector de Lesiones Anormales

## ACCESORIOS



Cable de datos Reutilizable  
Fácil y simple de fijar.



Bolsa Receptora  
Simple, cómoda y ligera.



Set Receptor



Cinturón de Datos Desechable  
Higiénico y cómodo al usar.



Base del Receptor  
Rápido y eficiente cargador de batería y de subida de datos.

**IntroMedic**  
Discovering Innovations

INFORMES Y VENTA  
**ENDOMÉDICA S.A. DE C.V.**

www.endomedica.com

Mayra Yáñez Oliver  
Gerente de Ventas Diagnósticos  
Tel 55 4738.8800 x 8849 | Cel 55 5990 2604  
mayra.yanez@endomedica.com  
ventas@endomedica.com



**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud  
GASTROENTEROLOGÍA