


Catéter de Soporte

CrossCath™

Se utiliza en vasos pequeños o anatomía superselectiva para procedimientos de diagnóstico e intervención, incluido el uso periférico.



Con recubrimiento hidrofílico sobre 40 cm distales

Número de Orden	Fr proximal / distal	Longitud del catéter cm	Acepta Guías con Diam. (pulg)
CXC3.0-1.9-14-90-P-NS-0	3.0 / 1.9	90	.014
CXC3.0-1.9-14-135-P-NS-0	3.0 / 1.9	135	.014
CXC3.0-1.9-14-135-P-NS-0	3.0 / 1.9	135	.014
CXC3.4-2.2-18-90-P-NS-0	3.4 / 2.2	90	.018
CXC3.4-2.2-18-135-P-NS-0	3.4 / 2.2	135	.018
CXC3.4-2.2-18-150-P-NS-0	3.4 / 2.2	135	.018

Con revestimiento hidrofílico sobre 60 cm distales

Número de Orden	Fr proximal / distal	Longitud del catéter cm	Acepta Guías con Diam. (pulg)
CXC4.8-3.7-35-90-P-NS-0	4.8 / 3.7	90	.035
CXC4.8-3.7-35-135-P-NS-0	4.8 / 3.7	135	.035
CXC4.8-3.7-35-150-P-NS-0	4.8 / 3.7	135	.035

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Ventas
Intervencionismo Periférico y Radiología
email: diego.amigo@endomedica.com
móvil: 2272-6534