

# Equipos de drenaje biliar

## Ultrathane®

Los catéteres incluyen dos (2) cánulas de refuerzo para introducción, una flexible y otra rígida.



Número de Orden	Tamaño French del catéter	Acepta diámetro de guía	Longitud del catéter	Orificios laterales del catéter
ULT8.5-38-40-P-325-CLB-RH	8.5	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	32
ULT10.2-38-40-P-325-CLB-RH	10.2	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	32
ULT12.0-38-40-P-325-CLB-RH	12.0	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	32
ULT14.0-38-40-P-325-CLB-RH	14.0	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	32

INTERVENCIONISMO  
RADIOLÓGICO

### Contacto.

Diego Amigo Sordo  
Gerente de Línea  
Intervencionismo Periférico  
email: diego.amigo@endomedica.com  
oficina: 4738-8860

