

Sillas para procedimientos Urológicos y Urodinámicos Sonesta

6202 es una silla de procedimientos de primera calidad con 3 motores, diseñada para proporcionar la mejor colocación y confort tanto para usted como para el paciente en procedimientos urológicos y ginecológicos.

La silla 6202 incluye un juego de accesorios para los procedimientos estándar y ofrece una gama completa de opciones adicionales.



Características

- Altura mínima del asiento de 40 cm:
Adecuada para un acceso sencillo para pacientes discapacitados.
- Ruedas de gran tamaño con freno:
Compacta y fácil de mover por la consulta.
- Motores de altura, ángulo del respaldo y ángulo del asiento:
Maniobre con toda facilidad a los pacientes de forma cómoda y sin esfuerzos para el personal.
- Recorte del asiento para evacuación:
Realice el procedimiento completo desde la silla.
- Elevación del paciente a la posición erguida:
Rango completo de movimientos.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de peso: 170 kg
- Motores: 3 (altura, ángulo del respaldo y ángulo del asiento)
- Rango de altura del asiento: 40 cm - 95 cm
- Longitud del asiento: 143 cm - 190 cm
- Anchura del asiento: 62 cm
- Peso de la silla: 125 kg
- Ruedas: 10 cm con freno
- Alimentación: 110 - 220 V

UROLOGÍA

| Número de Orden | Equipo |
|-----------------|-----------|
| SON2051 | 2 Motores |

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986