


Equipos de catéteres Cricotirotomía de Urgencia Melker

Para el acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal convencional.

- El acceso a la vía aérea se consigue mediante una técnica estándar con guía (Seldinger) a través de la membrana cricotiroides.
- La dilatación posterior del lugar de entrada traqueal y del tracto permite el paso de la vía aérea de urgencia.
- El catéter para la vía aérea es radiopaco y tiene un conector estándar de 15 mm.
- El equipo para operaciones especiales se envasa de una manera particular en un diseño de bolsa pelable para facilitar el transporte.
- El equipo para operaciones especiales combina un catéter de 4,0 mm con un catéter de 6,0 mm en un envase, con lo que se reduce el número de kits necesarios en el campo.
- Los dilatadores están preintroducidos en los catéteres para la vía aérea.



CUIDADOS
CRÍTICOS

Número de Orden	Catéter ID (mm)	Tamaño Catéter (cm)
C-TCCS-350	3.5	3.8
C-TCCS-600	6	7.5

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700