



Maximice el efecto de guía con control proximal del cable.




One-Tie™
COMPRESSION COIL

Bobina de compresión One-Tie™ está diseñada para facilitar los procedimientos con Lead Extraction™ mediante la unión segura del estilete de fijación de Cook Medical¹ y los componentes proximales del cable cardíaco a tratar. El resultado es un control total del cable que solo se puede obtener mediante la utilización activa del cable de forma proximal y distal. Este control es esencial para poder crear una guía intravenosa uniforme para vainas de extracción.

¹ One-Tie se debe utilizar únicamente con el estilete de fijación con punta Liberator® Beacon®.



www.cookmedical.com



One-Tie™

COMPRESSION COIL

Al utilizar una Bobina de compresión One-Tie, observará que ya no son necesarios los lazos de sutura, poco efectivos y problemáticos en algunos casos. Gracias a su facilidad de aplicación, One-Tie se puede utilizar en casi todos los cables cardíacos, de desfibrilación y de marcapasos que sea necesario extraer. Bobina de compresión One-Tie le ayudará a simplificar los procedimientos de extracción.

Referencia	Número de pieza de referencia	Cantidad
G31929	LR-OTE-N	5

One-Tie se debe utilizar únicamente con el estilete de fijación con punta Liberator Beacon.

Es posible que algunos productos o números de piezas no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local de Cook o con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

