

Aguja Catéter de centesis Yueh

Para la aspiración de líquido percutáneo.

- El diseño de la aguja de estilete hueco permite la aspiración de líquido antes de la extracción del estilete.
- Cuatro orificios laterales situados en la punta distal del catéter facilitan el drenaje dentro de cavidades pequeñas.



Número de Orden	Tamaño French del catéter	Longitud del catéter (cm)	Orificios laterales del catéter	Calibre G de la aguja
DTVN-4.0-20XT-7.0-YUEH	4.0	7	4	20, pared extrafina
DTVN-4.0-20XT-10.0-YUEH	4.0	10	4	20, pared extrafina
DTVN-5.0-19-7.0-YUEH	5.0	7	4	19
DTVN-5.0-19-10.0-YUEH	5.0	10	4	19
DTVN-5.0-19-15.0-YUEH	5.0	15	4	19
DTVN-5.0-19-20.0-YUEH	5.0	20	4	19
DTVN-6.0-19UT-10.0-YUEH	6.0	10	4	19, pared ultrafina
DTVN-8.0-16-7.0-YUEH	8.0	7	4	16

Echotip

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Longitud del catéter (cm)	Orificios laterales del catéter	Calibre G de la aguja
DTVN-4.0-20XT-7.0-YUEH-U	4.0	7	4	20 XTW* pared ultrafina
DTVN-5.0-19-7.0-YUEH-U	5.0	7	4	19

Pigtail

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Longitud del catéter (cm)	Orificios laterales del catéter	Calibre G de la aguja
DTVN-5.0-19-15.0-YUEH-RDC-070896	5.0	15	4	19

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO
RADIOLÓGICO



Apoyando a la comunidad médica desde 1986