

Equipos de catéteres Cricotirotomía de Urgencia **Melker** (con balón)

El equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón se compone de un catéter para la vía aérea, bisturí, jeringa, dilatador curvado, dilatador Trousseau, esparadrapo para tubo de traqueostomía y gancho traqueal.



El equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón está indicado para el acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se consigue utilizando una técnica quirúrgica a través de la membrana cricotiroides.

Número de Orden	Catéter ID (mm)	Tamaño Catéter (cm)
C-TCCSB-500	5	9

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



**CUIDADOS
CRÍTICOS**