

Dispositivo de mucosectomía multibanda

Duette®

Este dispositivo se utiliza para la resección endoscópica de la mucosa del tubo digestivo alto.

Al combinar un ligador multibanda con un asa, el Duette permite realizar fácilmente ligaduras y resecciones con asa de lesiones superficiales y cánceres incipientes en el tracto digestivo alto. El Duette es sencillo y eficiente, dos atributos que pueden facilitar la obtención de resultados positivos en los procedimientos de resección mucosa endoscópica.



El dispositivo consta de dos componentes complementarios: un dispositivo de cerclaje para crear el pseudópilo y un asa de electrocirugía monopolar que se utiliza con una fuente de alimentación electroquirúrgica para extraer el pseudópilo por electrocauterización. El componente de asa se suministra estéril, y el componente de cerclaje se suministra no estéril. El dispositivo está indicado para un solo uso.

ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI exterior del endoscopio	Tamaño de la vaina
DT-6-5F*	Ligador con 6 bandas. Miniasa hexagonal de alambre blando de 1,5 x 2,5 cm, lazo trenzado	9,5 mm-13 mm	5 Fr
DT-6**	Ligador con 6 bandas. Miniasa hexagonal de alambre blando de 1,5 x 2,5 cm, lazo trenzado	9,5 mm-13 mm	7 Fr
DT-6-XL**	Ligador con 6 bandas. Miniasa hexagonal de alambre blando de 1,5 x 2,5 cm, lazo trenzado	11 mm-14 mm	7 Fr

*Canal de accesorios mínimo 2,8 mm. **Canal de accesorios mínimo 3,7 mm.

Aviso: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)