


Equipo de colangiografía endoscópica Mixer

El equipo de colangiografía endoscópica Mixer se compone de un catéter de polietileno radiopaco, un estilete de aguja de acero inoxidable y una llave de paso de plástico de tres vías.



El equipo de colangiografía endoscópica Mixer está indicado para la evaluación diagnóstica de los conductos biliares durante procedimientos de colecistectomía percutánea.

CIRUGÍA

Número de Orden	Catéter Fr	Long. del Catéter (cm)	DI del orificio final del Catéter (pulg)	Long. del Estilete-Aguja (cm)
C-OECS-400-MIXTER	4.0	50	.025	52
C-OECS-500-MIXTER	5.0	50	.035	52

*Sin la guía

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700