

SALUD DE LA MUJER

Malla Sintética para la Sacrocolpopexia

VERTESSA LITE®

Familia de Productos Vertessa® Lite.

La mayoría de los tratamientos para el prolapso están diseñados para sostener a los órganos pélvicos y mantenerlos en su lugar. Las reparaciones del prolapso se pueden realizar en forma abdominal, laparoscópicamente o con la asistencia de un robot.

Durante el procedimiento, el cirujano vuelve a posicionar los órganos prolapsados y los asegura por medio de suturas, una malla sintética o un injerto biológico.

Vertessa® Lite es una malla sintética diseñada para la sacrocolpopexia.

Características:

- Malla ligera diseñada específicamente para las necesidades de la sacrocolpopexia.
- Ligera 20.9 g/m²
- La fuerza no se ve comprometida por la ligereza.
- El diseño es en color azul para facilitar su visualización durante y después del procedimiento.
- Tamaño del poro 1500 micrones.



UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL-VL1022A	Vertessa Lite malla 10x22 cm
CAL-VL422STA	Vertessa Lite malla 4x22 cm (2 por sobre)

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 55.5990.2700



ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)