

# Agujas de infusión intraósea desechable

(Modificación de Dieckmann, diseño de conector estándar)

Se utiliza como alternativa al acceso intravenoso para la infusión de fármacos y líquidos durante intervenciones de urgencia en pacientes pediátricos.

Dos orificios laterales situados uno enfrente del otro en la punta de la cánula de la aguja favorecen un flujo sin obstrucciones. El producto se suministra estéril en envases de apertura pelable.

Producto indicado para un solo uso.



La aguja de infusión intraósea está indicada como alternativa al acceso intravenoso para permitir la infusión de medicamentos y líquidos durante intervenciones de urgencia en pacientes pediátricos.

Número de Orden	Calibre G de la aguja	Longitud de la aguja (cm)
C-DIN-14-3.0-T45-DKM	14	3
C-DIN-16-2.5-T45-DKM	16	2.5
C-DIN-16-4.0-T45-DKM	16	4
C-DIN-16-3.0-T45-DKM	16	3
C-DIN-18-3.0-T45-DKM	18	3

\*Trocar con punta Dieckmann

CUIDADOS  
CRÍTICOS

## Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía  
Urología y Terapia de Ondas de Choque  
email: [izchel.lugo@endomedica.com](mailto:izchel.lugo@endomedica.com)  
móvil: 5990-2700