

# Analizador automático de química de orina Clinitek Novus®

Mejore la confiabilidad y la productividad con la tecnología de análisis de orina en la que confía.

El analizador CLINITEK Novus® combina la tecnología química de orina en almohadilla seca y un formato de prueba de cassette para ayudar a garantizar la máxima productividad y pruebas estandarizadas con otros analizadores CLINITEK®. Al ofrecer un espectro completo de pruebas y un rendimiento de hasta 240 muestras / hora, simplifica el flujo de trabajo, simplifica las pruebas y ofrece resultados consistentes y de alta calidad.

- Los casetes de prueba únicos y fáciles de usar 'cargar y llevar' simplifican la operación
- Pantalla táctil a color inclinable con navegación intuitiva y opciones de menú flexibles para una fácil personalización, configuración y mantenimiento del sistema.
- Cargue hasta 200 muestras a la vez con diferentes volúmenes de prueba y tamaños de tubo.
- La entrada de datos de código de barras a bordo escanea automáticamente el número de lote e ingresa la fecha de vencimiento minimizando los errores de entrada de datos y mejorando la trazabilidad
- Es cierto que la calibración en vivo de todos los analitos con material de calibración líquido listo para usar mejora la precisión
- Amplio menú de pruebas: cassettes CLINITEK Novus 10 para análisis de orina de rutina, cassettes CLINITEK Novus PRO 12\* para la detección temprana de la enfermedad renal

## EL ANALIZADOR CLINITEK ADVANTUS REALIZA PRUEBAS DE:

- Gravedad específica
- Sangre / Bilirrubina
- pH
- Leucocito
- Creatinina\*
- Proteína
- Nitrito
- Albúmina\*
- Glucosa
- Urobilinógeno

### Contacto.

Pedro Turbay  
Subdirector Comercial  
Equipos para Laboratorio  
email: pedro.turbay@endomedica.com  
Móvil: 5990-2702

Veálo en Línea:

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)



## CAPACIDADES AÑADIDAS:

El último analizador de química de orina de Siemens combina tecnología probada de almohadilla seca con un formato de prueba de cassette fácil de usar para ayudar a garantizar resultados de prueba estandarizados y la máxima productividad en laboratorios ocupados.

- Acepta hasta 450 conjuntos de prueba y procesa hasta 240 muestras / hora para aumentar el tiempo de paso
- La entrada automatizada del número de lote y la fecha de vencimiento a través de la etiqueta RFID ahorra tiempo al operador y reduce la posibilidad de errores
- Los casetes de prueba eliminan la necesidad de alinear las tiras de prueba
- El sensor de nivel de líquido incorporado reduce el tiempo de preparación de la muestra.
- El diseño del sistema permite un acceso más fácil a las piezas reemplazables para agilizar el mantenimiento y la limpieza.

EQUIPOS PARA  
LABORATORIO

SIEMENS

**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

**SIEMENS**  
Healthineers

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)