


Pinzas de Agarre Caesar®

Utilizado para la recuperación de cuerpos extraños.



Número de Orden	Descripción	Long. cuerpo	Tipo de pinzas
CGF-1-240	Pinzas de agarre con tamaño de vaina de 5.5 Fr	240 cm	3 puntas

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

