

Lector de tiras reactivas para pruebas de uroanálisis

Clinitek Status®

¿Necesita más control sobre su proceso de análisis de orina en el punto de atención?

El sistema CLINITEK Status® Connect simplifica la conectividad inalámbrica o por cable y la supervisión de las pruebas en el análisis de orina en el punto de atención para una mejor gestión de riesgos.

- Ofrece soluciones de conectividad flexibles integrando datos directamente al LIS, EMR o mediante soluciones de software de gestión de datos en el punto de atención
- Proporciona eficiencias mejoradas en el flujo de trabajo de pruebas POC cuando se interconecta con soluciones líderes de gestión de datos
- El tiempo de respuesta mejorado del código de barras permite la entrada rápida de datos de lote y vencimiento con un solo escaneo.
- Mejora la gestión de riesgos a través de funciones avanzadas de control del operador, evita el uso no autorizado
- Impulsa el cumplimiento en todos los sitios de prueba con protocolos de control de calidad programables y bloqueo de control de calidad
- Las comprobaciones automáticas * ayudan a garantizar la calidad y la precisión de los datos al tiempo que facilitan una interpretación mejorada de los resultados.

EL ANALIZADOR CLINITEK STATUS REALIZA PRUEBAS DE:

El sistema CLINITEK Status Connect proporciona una lectura automática de la familia de pruebas de análisis de orina Multistix®:

- Leucocito
- Nitrito
- Proteína
- Sangre
- Glucosa
- Cetona
- Bilirrubina
- Urobilinógeno
- Prueba de embarazo CLINITEK® hCG
- pH
- Gravedad específica
- Creatinina
- Relación proteína-creatinina
- Albúmina
- Proporción de albúmina a creatinina (ACR)

Contacto.

Pedro Turbay
Subdirector Comercial
Equipos para Laboratorio
email: pedro.turbay@endomedica.com
Móvil: 5990-2702

Veálo en Línea:

www.endomedica.com



CAPACIDADES AÑADIDAS:

Centralice el control sobre su programa de análisis de orina en el punto de atención con el CLINITEK Status Connect.

Control y gestión operacional avanzada

- Proporciona un nivel de acceso de operador personalizado
- Admite entrada y bloqueo de ID de operador
- Evita el uso no autorizado, basado en configuraciones personalizables

Control de calidad mejorado

- El lector de código de barras opcional elimina los pasos manuales y reduce los errores de transcripción.
- Mantenga actualizados los registros de certificación del operador y restrinja el acceso del operador según sea necesario
- Definir protocolos de control de calidad específicos para operadores en múltiples sitios
- Bloqueo de control de calidad si no se sigue el protocolo o falla la prueba de control de calidad
- La documentación de control de calidad y las descargas de informes están disponibles bajo demanda
- Almacene hasta 200 registros de prueba de CC

EQUIPOS PARA
LABORATORIO

SIEMENS



Apoiando a la comunidad médica desde 1986

SIEMENS
Healthineers

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)