

SALUD DE LA MUJER

Malla Sintética en forma de Y para la Sacrocolpopexia

VERTESSA LITE®

Familia de Productos Vertessa® Lite.

La mayoría de los tratamientos para el prolapso están diseñados para sostener a los órganos pélvicos y mantenerlos en su lugar. Las reparaciones del prolapso se pueden realizar en forma vaginal, abdominal, laparoscópica o con la asistencia de un robot.

Durante el procedimiento, el cirujano vuelve a posicionar los órganos prolapsados y los asegura por medio de suturas, una malla sintética o un injerto biológico.

Vertessa® Lite es una malla sintética diseñada para la sacrocolpopexia.

Características:

- Malla ligera diseñada en forma de Y específicamente para las necesidades de la sacrocolpopexia.
- Ligera 20.9 g/m²
- La fuerza no se ve comprometida por la ligereza.
- El diseño es en color azul para facilitar su visualización durante y después del procedimiento.
- Tamaño del poro 1500 micrones.



UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL-VLY2643A	Vertessa Lite Y 26x4x3 cm
CAL-VLY2654A	Vertessa Lite Y 26x5x4 cm

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 55.5990.2700

