

SALUD DE LA MUJER

Cabestrillo Uretral para la Incontinencia Urinaria Femenina


DESARA®

La familia de productos Desara son cabestrillos uretrales que se utilizan para sostener la uretra. Todos los productos Desara son implantes permanentes elaborados con material sintético, polipropileno tejido, que ha demostrado ser eficaz para tratar la IUE.

El procedimiento para la colocación del cabestrillo se realiza, mayormente, como cirugía ambulatoria y suele tardar menos de 30 minutos.

Características:

- Esta hecha de material macroporoso, punto, monofilamento, polipropileno.
- El tamaño medio del poro es de 1000 micrones.
- El diseño contiene dos monofilamentos tejidos al unísono para proporcionar resistencia adicional sin agregar grosor.
- Cuenta con unas terminaciones cónicas verdes.
- La punta es mas pequeña que la mayoría de los slings mide 5.2 mm de diámetro.



UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL - DS01A	DESARA

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 55.5990.2700



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)