

SALUD DE LA MUJER

Sistema de Cabestrillo Uretral Transvaginal para la Incontinencia Urinaria Femenina

DESARA CLEAR TV®


DESARA BLUE TV®

La familia de productos Desara son cabestrillos uretrales que se utilizan para sostener la uretra. Todos los productos Desara son implantes permanentes elaborados con material sintético, polipropileno tejido, que ha demostrado ser eficaz para tratar la IUE.

El procedimiento para la colocación del cabestrillo se realiza, mayormente, como cirugía ambulatoria y suele tardar menos de 30 minutos.

Características:

- Disponible en malla transparente y azul para mejor visibilidad.
- Tubo dilatador en color azul .
- Punta cónica e introductor de 3.2 mm.
- Punta de unión y mangas unidas térmicamente al tubo dilatador para un paso suave sin arrastre en el tejido.



UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL - DS01TV	DESARA CLEAR TV
CAL - DS01BTV	DESARA BLUE TV

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700

