

# Jeringa de Inflado

Se utiliza para inflar, desinflar y controlar la presión de la línea Cook de dilatadores de balón durante la dilatación del balón GI.



Número de Orden	Descripción	Capacidad de fluidos mL	Presión máxima atm	Presión psi
DS-60CC-S	Jeringa de inflado.	60	15	200

## ENDOSCOPIA

### Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588

